

Mankiety do aparatów BOA Mini



Opis produktu:

Mankiet 5-komorowy na rękę i mankiet 5-komorowy na nogę to opcjonalne akcesoria do aparatu **BOA Mini**. Każdy z mankietów składa się z pięciu niezależnych sekcji, które są napełniane powietrzem w odpowiedniej kolejności, zgodnie z ustawionym algorytmem. Dzięki temu zapewniają precyzyjny i kontrolowany masaż uciskowy kończyn. Rozmiar mankietów można zwiększyć za pomocą dedykowanych rozszerzaczy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mankiety do aparatów BOA Mini

Dostępne modele mankietów:

- mankiet 5-komorowy na lewą rękę,
- mankiet 5-komorowy na prawą rękę,
- mankiet 5-komorowy na lewą nogę,
- mankiet 5-komorowy na prawą nogę.

Cechy mankietów:

- Każdy z mankietów składa się z pięciu niezależnych sekcji, które są napełniane powietrzem w odpowiedniej kolejności, zgodnie z ustawionym programem.
- Mankiety umożliwiają precyzyjny i kontrolowany masaż uciskowy kończyn.
- Rozmiar mankietów można zwiększyć za pomocą dedykowanych poszerzaczy.

Mankiet 5-komorowy na rękę

Mankiet 5-komorowy na nogę

Informacje:

Model:

BOA Mini Plus - mankiety: Mankiet 5-komorowy na lewą rękę, Mankiet 5-komorowy na prawą rękę, Mankiet 5-komorowy na lewą nogę, Mankiet 5-komorowy na prawą nogę