



Dysze zabiegowe do aparatu Cryoflow ICE-IR

Opis produktu:

Dysze zabiegowe do aparatu do krioterapii Cryoflow ICE-IR o średnicy 10 mm, 15 mm i 20 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dysze zabiegowe do aparatu Cryoflow ICE-IR

Dysze zabiegowe do aparatu do krioterapii Cryoflow ICE-IR.

Dysza o średnicy 5 mm

Dysza o średnicy 15 mm

Dysza o średnicy 20 mm

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Dysze zabiegowe: Dysza o średnicy 5 mm, Dysza o średnicy 15 mm, Dysza o średnicy 20 mm