

Elektrody do defibrylacji Physio-Control


Opis produktu:

Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG jednorazowego użytku.

- W wersji dla dorosłych i dla dzieci.
- Zapewniają niską impedancję oraz niski próg stymulacji.
- Produkt wolny od lateksu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do defibrylacji Physio-Control

Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG jednorazowego użytku. W wersji dla dzieci i dla dorosłych. Elektrody posiadają kabel wewnątrz opakowania i zapewniają niską impedancję oraz niski próg stymulacji. Produkt jest wolny od lateksu.

Dane techniczne:

	Physio-Control dla	Physio-Control dla	Physio-Control dla	Physio-Control dla
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	dorosłych (adult)	dzieci (paediatric)	dorosłych (adult lead out)	dzieci (paediatric lead out)
Grupa docelowa:	dla dorosłych (powyżej 8 lat i >25 kg)	dla dzieci (poniżej 8 lat i 25 kg)	dla dorosłych (powyżej 8 lat i >25 kg)	dla dzieci (poniżej 8 lat i 25 kg)
Kabel na zewnątrz opakowania:	nie	nie	tak	tak
Redukcja energii:	nie	nie	nie	nie
RTG:	nie	nie	nie	nie
Długość kabla:	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Powierzchnia elektrody:	148 cm ²	75 cm ²	136 cm ²	75 cm ²
Powierzchnia aktywna elektrody:	95 cm ²	40 cm ²	100 cm ²	40 cm ²
Szerokość pierścienia klejącego:	1.3 cm	1.6 cm	0.7 cm	0.7 cm
Liczba wyładowań, które może wytrzymać elektroda:	50 @ 360 J	50 @ 100 J	50 @ 360 J	50 @ 100 J
Opakowanie jednostkowe:	1 opak. - 1 para (2 szt.)	1 opak. - 1 para (2 szt.)	1 opak. - 1 para (2 szt.)	1 opak. - 1 para (2 szt.)

Informacje:

Model:

Rodzaj elektrod: dla dorosłych (adult), dla dzieci (paediatric), dla dorosłych (adult lead out), dla dzieci (paediatric lead out)