



Regulowane ramię do aparatu Cryoflow ICE-IR

Opis produktu:

Regulowane ramię do aparatu Cryoflow ICE-IR.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Regulowane ramię do aparatu Cryoflow ICE-IR

Regulowane ramię do aparatu Cryoflow ICE-IR pozwala na precyzyjne i skuteczne stosowanie terapii. Regulowane ramię pozwala na zmianę kąta nachylenia i odległości między głowicą a pacjentem, co umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ramię jest wytrzymałe i stabilne, co zapewnia bezpieczne i wygodne użytkowanie aparatu.

Oferta dotyczy samego ramienia. Aparat należy dokupić osobno (zobacz: Aparat Cryoflow ICE-IR)

Informacje:

Model: