

Klin Rehabilitacyjny

Opis produktu:



Klin rehabilitacyjny znajduje zastosowanie przy zabiegach **rehabilitacyjnych**, gimnastyce korekcyjnej lub przy wykonywaniu masażu tradycyjnych i sportowych. Klin dostępny w 4 kolorach: **Cobalt, Navy, Wine, Wenge**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Klin Rehabilitacyjny to kształtka o szerokim zastosowaniu w masażu, fizjoterapii i rehabilitacji. Idealna dla wszystkich poszukujących sprawdzonych rozwiązań. Kliny mogą być stosowane podczas leżenia na plecach lub na brzuchu, w zależności od pozycji złożeniowej w czasie zabiegów.

Informacje:

Model: