

Galaxy Jupiter S3.F4-H, 3-sekcyjny hydrauliczny stół do masażu



Opis produktu:

Galaxy Jupiter S3.F4-H w wersji hydraulicznej to stół przeznaczony do masażu i terapii manualnej, idealny do wykonywania różnorodnych **zabiegów fizykoterapeutycznych** oraz **masażu klasycznego i terapeutycznego**. Zaprojektowany z myślą o ergonomii pracy terapeuty, zapewnia jednocześnie wysoki komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas każdej sesji rehabilitacyjnej.

Kluczowe cechy:

- **Hydrauliczny system regulacji wysokości.**
- **Łatwa regulacja zagłówka** przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°).
- **Stalowa rama** malowana proszkowo w konstrukcji krzyżakowej.
- **Zagłówek** z ergonomicznym **otworem na twarz i zaślepką**.
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w **14 kolorach**.
- **Relingi** do zamocowania **pasów** oraz **otwory na bananki**.
- **Hydrauliczna regulacja wysokości** za pomocą pedału nożnego dostępnego po **obu stronach stołu**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S3.F4-H

Galaxy Jupiter S3.F4-H to trzysekcyjny stół rehabilitacyjny z hydrauliczną regulacją wysokości, który sprawdzi się podczas zabiegów fizykoterapii. Wyposażony w system jezdny z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i centralnym mechanizmem blokowania, umożliwia łatwe przemieszczanie między gabinetami przy zachowaniu pełnej stabilności podczas zabiegów.

Hydrauliczna regulacja wysokości

Stół oferuje hydrauliczną regulację wysokości w zakresie od 50 do 101 cm, realizowaną za pomocą pedału nożnego dostępnego po obu stronach stołu, co zapewnia wygodę i ergonomię pracy terapeuty. Zagłówek regulowany jest sprężyną gazową w zakresie od -70° do $+40^{\circ}$, wyposażony w ergonomiczny otwór na twarz z praktyczną zaślepką. Sekcja nożna regulowana jest dwoma sprężynami gazowymi w zakresie 0° do $+90^{\circ}$, z obustronnym dostępem do uchwytu blokady położenia, co ułatwia dostosowanie stołu do potrzeb pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- stół do masażu z hydraulicznym systemem regulacji wysokości,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- stalowa rama malowana proszkowo w konstrukcji krzyżakowej,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

dopuszczalne obciążenie do 200 kg,

hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego dostępnego po obu stronach stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Jupiter S3.F4-H do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza**OM075 - Orange**

STÓŁ? REHABILITACYJNY

Galaxy Jupiter S3.F4-H znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Hydrauliczny stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S3 to niezastąpione narzędzie pracy w nowoczesnych gabinetach fizjoterapeutycznych. Dzięki wygodnej, nożnej regulacji wysokości w zakresie od 50 do 101 cm, terapeuta może szybko i bez wysiłku dostosować pozycję stołu do potrzeb pacjenta oraz wybranej techniki zabiegowej. Trzyczęściowa konstrukcja z szerokim zakresem regulacji zagłówka i sekcji nożnej umożliwia optymalne ułożenie ciała pacjenta zarówno podczas terapii manualnej, jak i ćwiczeń czynnych. Stabilna, stalowa rama oraz wysokie dopuszczalne obciążenie (do 200 kg) gwarantują bezpieczeństwo nawet podczas dynamicznych zabiegów. Antypoślizgowe stopki i możliwość precyzyjnego poziomowania sprawiają, że stół zapewnia komfort pracy terapeutcie oraz wygodę pacjentowi.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach i ośrodkach zdrowia hydrauliczny stół Galaxy Jupiter S3 spełnia standardy funkcjonalności i bezpieczeństwa. Intuicyjna, hydrauliczna regulacja wysokości pozwala na sprawną obsługę bez konieczności podłączania do prądu, co jest szczególnie istotne w miejscach o zmiennych warunkach pracy. Wytrzymała, łatwa do dezynfekcji tapicerka odporna na ścieranie i środki czyszczące (bez alkoholu) spełnia rygorystyczne wymagania sanitarne. Galaxy Jupiter S3 to wszechstronny, solidny i wygodny stół hydrauliczny, który sprawdzi się w każdym profesjonalnym środowisku medycznym.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu JupiterS3.F4

Informacje:

Ilość sekcji: 3

Regulacja wysokości: hydrauliczna

Funkcja Pivot: Nie

System jezdy: 4 kółka

Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm