

Elektrody do EKG OmegaSnap

Opis produktu:

Elektrody Bittium OmegaSnap™ przeznaczone do pomiaru parametrów pracy serca. Dostępne w wersjach 1-kanalowej, 2-kanalowej i 3-kanalowej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do EKG OmegaSnap

Elektrody do EKG Bittium OmegaSnap™ przeznaczone są do stosowania w połączeniu z urządzeniem Bittium Faros™ 360 w celu pomiaru parametrów pracy serca.

Dostępne elektrody:

- Elektroda Bittium OmegaSnap 1-kanalowa jest jedną z najbardziej opłacalnych i niezawodnych elektrod w formie plastra przeznaczoną do rejestracji długoterminowych pomiarów EKG. Nadaje się również do rejestracji zmienności rytmu zatokowego (HRV) oraz do monitorowania pracy serca u pacjentów po udarze mózgu.
- Elektroda Bittium OmegaSnap 2-kanalowa jest najlepszym wyborem, gdy potrzebny jest pomiar więcej niż jednego kanału przy jednoczesnej maksymalizacji przestrzegania zaleceń przez pacjenta.
- Elektroda Bittium OmegaSnap 3-kanalowa jest najbardziej przyjaznym dla pacjenta sposobem przeprowadzania długoterminowych pomiarów 3-kanalowych.
- Elektroda Bittium MiniSnap Sensitive 1-kanalowa jest najlepszym wyborem dla 24-godzinnych pomiarów EKG u osób małoletnich i dzieci.

Elektrody podłączane są do holtera tylko za pomocą dedykowanego adaptera.

Elektroda do EKG Bittium OmegaSnap 1-kanałowa

Elektroda do EKG Bittium OmegaSnap 2-kanałowa

Elektroda do EKG Bittium OmegaSnap 3-kanałowa

Elektroda do EKG Bittium MiniSnap 1-kanałowa

Informacje:

Kategoria: Elektrody i kable EKG

Model:

Ilość kanałów: 1-kanałowa, 2-kanałowa,
3-kanałowa, MiniSnap Sensitive 1-kanałowa