

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1



Opis produktu:

7Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1 to urządzenie służące do poprawy funkcji kończyn górnych, w tym mięśni ramion, przedramion, dłoni i palców. **Rotor rehabilitacyjny RG-1** jest często stosowany w rehabilitacji osób z chorobami neurologicznymi, pourazowymi, a także w terapii osób starszych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Może być również używany przez sportowców, którzy chcą poprawić swoją siłę i wytrzymałość mięśni kończyn górnych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z płynną regulacją oporu za pomocą pokrętła umocowanego poziomo na wysokości osi obrotu korby. Rotor może być mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszek KC typ 1 lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych.

Ćwiczenia wykonywane na rotorze **RG-1** mają na celu poprawę koordynacji ruchowej, zwiększenie zakresu ruchu, siły i wytrzymałości mięśni oraz poprawę funkcji rąk i dłoni. Można na nim

wykonywać wiele różnych ćwiczeń, takich jak unoszenie rąk, uginanie i prostowanie łokcia, ruchy obrotowe dłoni, ćwiczenia palców i wiele innych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	± 38
Wysokość [cm]:	± 9
Szerokość [cm]:	± 39
Waga [kg]:	± 4

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: