

Defibrylator Defi Xpress - OUTLET

Opis produktu:

Defibrylator manualny z opcją AED i kardiowersją Defi Xpress zapewnia wysoki poziom opieki medycznej podczas akcji ratunkowej, jak i całego przebiegu leczenia.

- Produkt podemonstracyjny,
- pęknięta pokrywka od baterii przy śrubce,
- elektrody ręczne noszą ślady użytkowania.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie **Defi Xpress** jest proste w obsłudze, dzięki czemu ułatwia opiekę i monitorowanie stanu

pacjenta w trakcie transportu oraz hospitalizacji.

Dodatkowe funkcje:

3 lub 5-cio odprowadzeniowy **kabel EKG**, stymulacja nieinwazyjna, pomiar saturacji, **kapnografia**, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP).

Cechy charakterystyczne Defi Xpress:

- dwufazowy impuls defibrylacji,
- wbudowana funkcja defibrylacji automatycznej AED i kardiowersji,
- czytelny ekran o przekątnej 7",
- przyciski funkcyjne pozwalający na szybką zmianę trybu pracy,
- intuicyjna, łatwa obsługa,
- możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne i elektrody jednorazowe,
- zintegrowane łyżki do defibrylacji zewnętrznej dla dorosłych i dzieci,
- krótki czas ładowania do maksymalnej energii (9 sekund).

Informacje:

Kategoria: Defibrylatory
Stan: dobry

Model: