

Metalowa szafka na defibrylator



Opis produktu:

Metalowa szafka na AED zamykana na kluczyk stanowi niezbędne wyposażenie większych zakładów pracy, biur czy hal produkcyjnych. Wyposażona w kontrastowe napisy oraz zamknięcie na klucz, zabezpiecza urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Metalowa szafka na defibrylator

Szafka zamykana na kluczyk stanowi niezbędne wyposażenie każdego większego zakładu pracy, biura, powierzchni handlowej czy też hali produkcyjnej, w której znajduje się defibrylator AED. Szafka jest przeznaczona do defibrylatorów **Defi 5s Plus** oraz **Defi 5s Pro**. Ścianki wykonane z trwałej blachy skutecznie chronią urządzenie, a szklana szybka pozwala na widoczność kontrolki AED. Szafki są wyposażone w kontrastowe napisy, które jasno wskazują zawartość. Dzięki zamknięciu na klucz, szafki zabezpieczają AED przed dostępem osób nieupoważnionych. W razie potrzeby łatwy dostęp do AED umożliwia system "zbij szybkę".

Cechy charakterystyczne:

- szafka idealna do użytku w zakładach pracy, biurach oraz na recepcjach,
- możliwość wyposażenia szafki w alarm dźwiękowy,
- dwa kolory: biały i zielony,
- solidna konstrukcja gwarantująca wytrzymałość i trwałość,
- gwarancja: 2 lata,
- wymiary: 39x39x19.

Informacje:

Opcje produktu:

Kolor: Biały, Zielony