

Leżanka drewniana do masażu Relax


Opis produktu:



Leżanka Relax ma szerokie zastosowanie zarówno w gabinetach masażu, jak i placówkach medycznych. Ruchoma część leżanki umożliwia dostosowanie pozycji pacjenta, a estetyczny wygląd i wygodny materac zapewniają komfort klientom i masażystom.

W szczegółach zamówienia prosimy o wpisanie numeru **wybranej tapicerki** oraz opcjonalnie koloru drewna i wyposażenia dodatkowego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Leżanka drewniana do masażu Relax

Leżanka Relax ma szerokie zastosowanie zarówno w gabinetach masażu, jak i placówkach medycznych. Ruchoma część leżanki umożliwia ustawienie pacjenta **w pozycji leżącej** lub **półleżącej**. Estetyczny wygląd leżanki Relax oraz komfortowy materac zapewniają wygodę zarówno klientom, jak i masażystom podczas przeprowadzania zabiegów. Błat pokryty jest **materiałem skóropodobnym** lub **winyłowym** o **wysokiej wytrzymałości**, dostępnym w **różnorodnej gamie kolorów**.

Kolor drewna bukowego:

Buk naturalny (bez dopłaty)

Palisander (za dopłatą)

Wenge (za dopłatą)

Wyposażenie dodatkowe:

Kółka jezdne Relax

Wieszak (przystosowany wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm)

Tapicerka Standard Line

Tapicerka Exclusive Line (za dodatkową opłatą)

Prezentacja produktu:

Informacje:

Szerokość: 70 cm

Długość: 200 cm

Masa: 34 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: 0 – +35°

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: O stałej wysokości

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Nie

Model:

Wysokość: 55 cm, 65 cm