

## Leżanka drewniana Afrodyta II



### Opis produktu:

Afrodyta II to leżanka posiadająca drewnianą konstrukcję oraz regulowane nogi, co umożliwia regulację wysokości od 53 do 79 cm. Leżanka jest wygodna dzięki ruchomej części leżyska, a jej blat jest obity materiałem skóropodobnym lub winylowym, dostępnym w różnych kolorach.

W szczegółach zamówienia prosimy o wpisanie numeru **wybranej tapicerki** oraz opcjonalnie koloru drewna i wyposażenia dodatkowego.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Leżanka drewniana Afrodyta II

Afrodyta II jest leżanką wykorzystywaną w **masażu, rehabilitacji i spa**. Posiada **lekką drewnianą konstrukcję i wygodny materac**. Ruchoma część leżyska pozwala na ułożenie pacjenta w **pozycji leżącej** oraz **półsiedzącej**. Wysokość Afrodyty II regulowana jest za pomocą regulowanych nóg. Umożliwia to **regulację wysokości** leżanki **od 53 do 79 cm**. Afrodyta II została przystosowana do wykonywania zarówno masażu, jak i terapii manualnych. Błat obity jest **materiałem skóropodobnym** lub **winylowym** o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.

### **Kolor drewna bukowego:**

Buk naturalny (bez dopłaty)

Palisander (za dopłatą)

Wenge (za dopłatą)

### **Wyposażenie dodatkowe:**

Wieszak (przystosowany wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm)

### **Tapicerka Standard Line**

### **Tapicerka Exclusive Line (za dodatkową opłatą)**

### **Informacje:**

Szerokość: 68 cm  
Długość: 185 cm  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: 0 – +55°  
Liczba sekcji: 2  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 53 – 79 cm  
Typ regulacji wysokości: Manualna  
Maksymalne obciążenie: 200 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Nie

### **Model:**