



Zestaw Przenośny aparat EKG ECG 100L + Stolik pod aparaturę medyczną

Opis produktu:

Zestaw zawiera: Przenośny aparat EKG ECG 100L
+ Stolik pod aparaturę medyczną Trolmed typ
SPA-2 wersja 100

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw zawiera:

Przenośny aparat EKG ECG 100L

Stolik pod aparaturę medyczną Trolmed typ SPA-2 wersja 100

Informacje:

Opcje produktu: