

Waga kolumnowa MS4900



Opis produktu:

MS4900 to mobilne urządzenie medyczne z wbudowanymi kółkami, kolumną na poziomie talii i czytelnym ekranem LCD, które umożliwia pomiar wagi i wzrostu pacjenta oraz funkcję BMI. Dzięki stabilnej platformie i macie antypoślizgowej, ważenie pacjentów bariatrycznych jest łatwe i bezpieczne, a wyniki pomiarów można wyświetlać na dużym ekranie LCD lub drukować za pomocą drukarki termicznej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga kolumnowa MS4900

MS4900 to urządzenie medyczne, które łatwo można przemieszczać dzięki wbudowanym kółkom. Posiada kolumnę na poziomie talii oraz czytelny ekran LCD, co ułatwia jego wykorzystanie w praktyce klinicznej. Urządzenie to jest wyposażone w funkcję BMI i można je wyposażać w cyfrowe lub ręczne akcesoria do pomiaru wzrostu, co umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu pacjenta.

Dzięki stabilnej platformie odlewanej ciśnieniowo oraz macie antypoślizgowej, ważenie i diagnozowanie pacjentów bariatrycznych jest bezpieczne i łatwe. MS4900 posiada duży ekran LCD,

na którym wyświetlane są wyniki pomiarów. Urządzenie to może być podłączone do drukarki termicznej i komputera, co ułatwia proces uzyskiwania, przeglądania i rejestrowania wyników.

(dostępna wersja bez certyfikatu OIML)

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI;
- PRINT.

Wyposażenie opcjonalne:

- wzrostomierz mechaniczny HM 201M (zakres pomiaru: 60-210 cm, podziałka: 1 mm);
- wzrostomierz elektroniczny HM 200D (zakres pomiaru: 120-200 cm, podziałka: 1 mm).
Cyfrowy wyświetlacz zamontowany na wzrostomierzu dla wygodniejszego odczytu danych;
- kółka transportowe;
- drukarka TP 2100 Thermal.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	300
Dokładność pomiaru:	200 g 200 kg > 500 g
Wymiary ogólne (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 440 x 970
Wymiary platformy (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 310 x 70
Wysokość kolumny [mm]:	850
Waga urządzenia [kg]:	7,8
Zasilanie:	baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa
Transmisja danych:	RS232

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze

Model:

Waga - akcesoria opcjonalne: Wzrostomierz mechaniczny HM 201M, Wzrostomierz mechaniczny HM 201M + kółka transportowe, Wzrostomierz elektroniczny HM 200D