

Waga kolumnowa MS4971



Opis produktu:

MS4971 to urządzenie medyczne z certyfikatem OIML, wyposażone w kolumnę na poziomie talii, duży ekran LCD oraz stalową platformę z matą antypoślizgową, a także opcję dołączenia wzrostomierza umożliwiającą korzystanie z funkcji BMI i BSA zintegrowanych w urządzeniu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga kolumnowa MS4971

Urządzenie medyczne MS4971 posiada certyfikat OIML. Wyposażone jest w kolumnę na poziomie talii, duży ekran LCD oraz stalową platformę z matą antypoślizgową. Istnieje również opcja dołączenia wzrostomierza, co ułatwia korzystanie z funkcji BMI i BSA, które są zintegrowane w urządzeniu.

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI;
- BSA (oblicza powierzchnię ciała pacjenta).

Wyposażenie opcjonalne:

- wzrostomierz mechaniczny HM 201M (zakres pomiaru: 60-210 cm, podziałka: 1 mm);
- wzrostomierz elektroniczny HM 200D (zakres pomiaru: 120-200 cm, podziałka: 1 mm).

- Cyfrowy wyświetlacz zamontowany na wzrostomierzu dla wygodniejszego odczytu danych;
- kółka transportowe.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	300
Dokładność pomiaru:	100 g
Wymiary ogólne (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 480 x 1100
Wymiary platformy (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 310 x 70
Wysokość kolumny [mm]:	1026
Waga urządzenia [kg]:	8,1
Zasilanie:	baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa
Transmisja danych:	USB

Informacje:

Model:

Waga - akcesoria opcjonalne: Wzrostomierz mechaniczny HM 201M, Wzrostomierz mechaniczny HM 201M + kółka transportowe