

Waga medyczna kolumnowa z legalizacją MS4910



Opis produktu:

MS4910 to łatwa w obsłudze waga medyczna, która pozwala na bezpieczne ważenie pacjentów bariatrycznych dzięki stabilnej platformie i antypoślizgowej macie, oraz czytelnemu wyświetlaczowi LCD z podświetleniem. Możliwość podłączenia do drukarki termicznej lub komputera ułatwia rejestrację i uporządkowanie wyników.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga medyczna kolumnowa z legalizacją MS4910

MS4910 to łatwa w obsłudze i wszechstronna waga medyczna, która posiada kolumnę sięgającą talii oraz czytelny, podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem.

Bezpieczne i proste ważenie oraz diagnozowanie pacjentów bariatrycznych jest możliwe dzięki stabilnej platformie odlewanej ciśnieniowo, oraz macie antypoślizgowej. Urządzenie to można podłączyć do drukarki termicznej lub komputera, co ułatwia uzyskiwanie, rejestrację oraz uporządkowanie wyników.

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI;
- PRINT.

Wyposażenie opcjonalne:

- wzrostomierz mechaniczny HM 201M (zakres pomiaru: 60-210 cm, podziałka: 1 mm);
- wzrostomierz elektroniczny HM 200D (zakres pomiaru: 120-200 cm, podziałka: 1 mm).
Cyfrowy wyświetlacz zamontowany na wzrostomierzu dla wygodniejszego odczytu danych;
- kółka transportowe;
- drukarka TP 2100 Thermal.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	300
Dokładność pomiaru:	100 g
Wymiary ogólne (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 480 x 1100
Wymiary platformy (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	360 x 310 x 70
Wysokość kolumny [mm]:	1026
Waga urządzenia [kg]:	8,2
Zasilanie:	baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa
Transmisja danych:	USB, bezprzewodowa (opcjonalnie)

Informacje:

Model:

Waga - akcesoria opcjonalne: -, Wzrostomierz mechaniczny HM 201M, Wzrostomierz mechaniczny HM 201M + kółka transportowe, Wzrostomierz elektroniczny HM 200D, Wzrostomierz elektroniczny HM 200D + kółka transportowe