


Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem MS3910



Opis produktu:

Metalowa waga medyczna MS3910 z kółkami, z wyświetlaczem BMI i możliwością przesyłania wyników do komputera lub drukarki termicznej. Sprzedawana razem ze wzrostomierzem mechanicznym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem MS3910

Waga medyczna MS3910 ma szeroką, odlewaną metalową platformę. Zestaw samonastawnych kółek umożliwia łatwe przenoszenie wagi i zapewnia wygodę dla personelu medycznego.

Kolumna umieszczona na poziomie talii ułatwia dostęp do podwójnego wyświetlacza LCD, który wyświetla zarówno wagę, jak i BMI, a także wzrost, jeśli zostanie użyta z opcjonalnymi cyfrowymi lub ręcznymi akcesoriami do pomiaru wysokości.

Wyniki pomiarów mogą być łatwo przesyłane do komputera PC lub opcjonalnej drukarki termicznej, co ułatwia uzyskiwanie, przeglądanie i rejestrowanie wyników. W zestawie wzrostomierz mechaniczny HM 201M (zakres pomiaru: 60-210 cm, podziałka: 1 mm).

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI;

- PRINT.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	300
Wymiary ogólne (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	340 x 540 x 970
Dokładność pomiaru:	100 g
Wymiary platformy (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	340 x 450 x 90
Wysokość kolumny [mm]:	850
Waga urządzenia [kg]:	10,2
Zasilanie:	baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa, kółka samonastawne
Transmisja danych:	USB, bezprzewodowa (opcjonalnie)

Informacje:**Model:**