

Medyczna waga podłogowa MS4202L

Opis produktu:



MS4202L to przenośna waga medyczna, która zapewnia łatwość użytkowania i bezpieczeństwo dzięki niskiej platformie. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i osób korzystających z wagi w domu, ze względu na wbudowany wyświetlacz z podwójnym odczytem i możliwość bezprzewodowej transmisji danych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Medyczna waga podłogowa MS4202L

MS4202L to przenośna, bezprzewodowa waga medyczna, która posiada wbudowany wyświetlacz z podwójnym odczytem oraz umożliwia bezprzewodową transmisję danych. Dzięki niskoprofilowej platformie, która zapewnia bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, ta waga jest idealna zarówno do użytku w warunkach profesjonalnych, jak i domowych.

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	200
Dokładność pomiaru:	50 g 150 kg > 100 g
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	325 x 310 x 50
Waga urządzenia [kg]:	3,8
Zasilanie:	baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, dwustronny ekran LCD

Transmisja danych:

bezprzewodowa (opcjonalnie)

Informacje:

Model: