

Przenośna waga podłogowa MS6110

Opis produktu:



MS6110 to profesjonalna waga medyczna o przystępnej cenie, cechująca się dokładnością i wygodnymi funkcjami takimi jak dwustronny ekran LCD i niskoprofilowa platforma. Waga umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu, a przesyłanie danych bezprzewodowo pozwala na łatwe prowadzenie dokumentacji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośna waga podłogowa MS6110

Waga medyczna MS6110 to sprzęt, który cechuje się przystępną ceną, dokładnością oraz profesjonalizmem. Zaprojektowana została z niskoprofilową platformą, co ułatwia pacjentom wchodzenie i schodzenie. Wyposażona jest w dwustronny ekran LCD, co umożliwia łatwe przeglądanie wyników przez pacjenta lub operatora. Dzięki połączeniu z **przenośnym wzrostomierzem HM202P** (zakres pomiaru: 20-205 cm, podziałka: 1 mm) waga medyczna umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu, co przyspiesza proces badania i oszczędza czas.

Dane pomiarowe mogą być przekazywane bezprzewodowo do drukarki termicznej lub komputera, co pozwala na wygodne prowadzenie dokumentacji i łatwiejszą analizę wyników.

Funkcje:

- TARA;
- HOLD;
- BMI;
- automatyczne wyłączenie.

Dane techniczne:

Obciążenie maksymalne [kg]:	200
Dokładność pomiaru:	200 g
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:	348 x 352 x 57
Waga urządzenia [kg]:	2,7
Zasilanie:	baterie AA (4 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie)
Cechy konstrukcyjne:	poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa, dwustronny ekran LCD
Transmisja danych:	beprzewodowa (opcjonalnie)

Informacje:**Model:**

Wzrostomierz: Nie, Tak