



Taśma do kinesiotalingu koni Vetkin Tape 6 cm x 5 m

Opis produktu:

VetkinTape to elastyczna taśma terapeutyczna dla zwierząt, stworzona z myślą o weterynarii i fizjoterapii. Taśma jest wodoodporna i odporna na zabrudzenia, a dzięki szerokiemu wyborowi kolorów, pomaga w oznaczaniu zastosowanych technik terapeutycznych na zwierzęciu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśma do kinesiotalingu koni Vetkin Tape 6 cm x 5 m

VetkinTape (6 cm x 5 m) to specjalnie zaprojektowana elastyczna taśma terapeutyczna przyklejana na ciała zwierząt w miejscu kontuzji lub dysfunkcji pracy mięśni. Jest to taśma kinezyjologiczna, stworzona z myślą o **weterynarii (przede wszystkim koniach)** i **fizjoterapii**. VetkinTape może być używany tam, gdzie standardowe taśmy o szerokości 6 cm są zbyt duże.

Taśmy VetkinTape w znaczny sposób różnią się od taśm kinezyjologicznych przeznaczonych dla ludzi. Są **mocniejsze** dzięki **odpowiedniemu splutowi włókien** i **większej ilości kleju (+30%)** niż w taśmach dla ludzi. Taśma VetkinTape została zaprojektowana specjalnie z myślą o

zastosowaniu na zwierzętach i pozwala na **stosowanie na sierści i włosach**. Dostępne są w różnych kolorach, co ułatwia terapeutom oznaczenie zastosowanych technik terapeutycznych na zwierzęciu.

Zalety taśmy:

- wysoka jakość,
- łatwa w nakładaniu,
- trwała,
- podwyższona odporność na wodę i zabrudzenia,
- hipoalergiczna,
- szeroki wybór kolorów.

Zastosowanie:

- poprawa krążenia krwi i limfy,
- stymulacja powięzi oraz mięśni,
- przyspieszenie leczenia blizn,
- pomaga w regeneracji uszkodzonych ścięgien,
- likwiduje stany zapalne.

Specyfikacja:

- akrylowa, bezlateksowa warstwa klejąca,
- klej wytrzymujący do pięciu dni,
- wykonana z miękkiej i oddychającej bawełny,
- wymiary rolki: 6 cm x 5 m.

Informacje:

Model:

Vetkin Tape 6 cm - Kolor: Czarny, Niebieski, Limonkowy, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony