



Nożyczki do taśm weterynaryjnych - Soft Touching

Opis produktu:

Specjalistyczne, bardzo ostre nożyczki Vetkin Tape Soft Touching wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości z odpowiednio zaprojektowanymi krawędziami ostrzy umożliwiają precyzyjne cięcie taśmy pokrytej klejem, co sprawia, że świetnie nadają się do aplikacji kinesiotapingu dla koni czy psów, a dodatkowo profilowana i ergonomiczna ręczka poprawia komfort pracy terapeuty.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Nożyczki do taśm weterynaryjnych - Soft Touching

Nożyczki Vetkin Tape Soft Touching to specjalistyczne, bardzo ostre nożyczki do kinesiotapingu weterynaryjnego. Wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. Odpowiednie krawędzie ostrzy umożliwiają precyzyjne i płynne cięcie taśmy pokrytej klejem. Świetnie nadają się do przygotowania aplikacji kinesiotapingu dla koni czy psów. Posiadają profilowaną i ergonomiczną ręczkę, która poprawia komfort pracy terapeuty.

Zalety:

- wysoka jakość wykonania,
- bardzo ostre krawędzie ostrzy,
- wygodny, ergonomiczny uchwyt,
- lekka konstrukcja.

Specyfikacja:

- materiał: stal nierdzewna,
- długość ostrza: 11 cm.

Zastosowanie:

- pozwala na precyzyjne przycięcia taśm pokrytych klejem.

Informacje:

Model: