

Skórzany pas z kaburą na taping i nożyczki Vetkin Tape



Opis produktu:

Zestaw składający się z kabury na tejp, pasa i pokrowca na nożyczki wykonanego z naturalnej skóry, zapewnia zoofizjoterapeutom bezpieczny transport i wygodne przechowywanie narzędzi, a także estetyczny wygląd.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Skórzany pas z kaburą na taping i nożyczki Vetkin Tape

Zestaw składający się ze skórzanej kabury na tejp, pasa i pokrowca na nożyczki jest idealnym rozwiązaniem dla zoofizjoterapeutów, chcących mieć swoje narzędzia zawsze pod ręką. Ten praktyczny zestaw ułatwia bezpieczny transport sprzętu oraz zapewnia wygodne przechowywanie tejpów i nożyczek. Produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania i solidnością, ponieważ są wykonane z naturalnej skóry. Co więcej, Vetkin Tape zadbało również o estetyczny wygląd produktów, co czyni pracę z nimi przyjemniejszą. Kabura na tejp pomieści jedną rolkę taśmy o szerokości 6 cm lub dwie o szerokości 3 cm.

Informacje:

Model: