



## Vetkin Spray Clean Coat - Spray do dezynfekcji sierści

### Opis produktu:

Spray do dezynfekcji sierści jest używany przed aplikacją taśm kinezyologicznych VetkinTape, aby odtłuścić skórę i zapewnić lepsze przyleganie taśm.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Vetkin Spray Clean Coat - Spray do dezynfekcji sierści

Spray do dezynfekcji sierści to nieodłączny element terapii polegającej na nakładaniu taśm kinezyologicznych, będący jej pierwszym etapem. Preparat służy do przygotowania zwierzęcej skóry do aplikacji taśm VetkinTape poprzez odtłuszczenie jej powierzchni. Dzięki temu klej znajdujący się na taśmach mocniej wiąże i lepiej przyłącza się do powierzchni skóry, nawet pokrytej sierścią.

### Zalety:

- wydajny,
- szybki w działaniu,
- łatwy w aplikacji.

### Specyfikacja:

- bezpieczny dla zwierząt,
- dedykowany do aplikacji kinesiotapingu koni i psów,
- pojemność: 200 ml.

## **Zastosowanie:**

- oczyszczenie skóry/sierści zwierzęcej przed zastosowaniem tapingu.

## **Informacje:**

## **Model:**