



Elastyczny model anatomiczny kręgosłupa z miednicą

Opis produktu:

Pełnowymiarowy model kręgosłupa człowieka z miednicą, o wysokiej elastyczności, naturalnych anatomicznych detalach i możliwości odłączenia miednicy od reszty ciała. Idealny jako pomoc dydaktyczna dla studentów i pracowników medycznych oraz do wykorzystania w placówkach medycznych do nauki anatomii i objaśniania zagadnień pacjentom.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elastyczny model anatomiczny kręgosłupa z miednicą

Pełnowymiarowy model kręgosłupa z miednicą, o **wysokiej elastyczności** i **możliwości odłączenia miednicy od całości**. Wszystkie jego części są odlane z naturalnego kręgosłupa i pokazują anatomiczne detale takie jak **szczeliny, wyrostki, otwory, bruzdy** i **guzki**. Realny rozmiar modelu ułatwia naukę anatomii.

Pełnowymiarowy model kręgosłupa człowieka z miednicą może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna oraz element wystroju dla studentów kierunków medycznych, takich jak **studenci fizjoterapii**, a także dla **lekarzy, instruktorów kursów dla fizjoterapeutów i osteopatów** oraz większych placówek medycznych, takich jak **uczelnie, przychodnie i kliniki**.

Model ten posiada **specjalne elastyczne dyski międzykręgowe** wykonane z pianki, które zachowują się jak naturalne. Zawiera także **nerwy rdzeniowe i tętnicę kręgową**, a miednica jest niezależnym elementem i może zostać zdemontowana. Staw krzyżowy jest ruchomy w naturalnym zakresie — około 2 stopni ruchomości. Pełnowymiarowy model kręgosłupa człowieka z miednicą idealnie nadaje się do nauki anatomii, demonstracji krzywizn kręgosłupa oraz skolioz, a także do objaśniania pacjentom zagadnień medycznych.

Specyfikacja:

- Liczba: 1 sztuka.
- Wysokość: 70 cm.
- Waga: 1,8 kg.
- Pod względem wielkości i proporcji model ten odpowiada rozmiarom kręgosłupa przeciętnego, dorosłego człowieka.
- Wysoce elastyczny materiał.
- Model zamontowany na metalowym, bardzo elastycznym teleskopie.

Informacje:

Model: