



Model kończyny dolnej człowieka z przyczepami mięśni

Opis produktu:

Model kończyny dolnej człowieka z przyczepami mięśni, przedstawiający szkielet i pozwalający na wykonywanie ruchów anatomicznych i translatorycznych w stawie kolanowym oraz poruszanie się stopy. Zastosowanie specjalnych, elastycznych gum pozwala na wysoką elastyczność modelu, co czyni go idealnym narzędziem dla lekarzy i fizjoterapeutów. Model ten jest elementem wyposażenia pracowni anatomicznych i przyrodniczych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Model kończyny dolnej człowieka z przyczepami mięśni

Naturalnej wielkości model przedstawiający szkielet kończyny dolnej. Dzięki elastycznemu połączeniu kości udowej z kością piszczelową istnieje możliwość wykonywania ruchów anatomicznych i translatorycznych w stawie kolanowym. Stopa jest mobilna i zamontowana na przewodzie. Istnieje możliwość rozłożenia modelu na pojedyncze elementy:

- kość udowa,
- podudzie (kość piszczelowa, kość strzałkowa),
- stopa.

Cechy dodatkowe:

- Zastosowanie specjalnych, elastycznych gum jako połączeń poszczególnych kości i stawów sprawia, że model jest wysoce elastyczny.
- Idealny dla lekarzy i fizjoterapeutów.
- Element wyposażenia pracowni anatomicznych i przyrodniczych.
- Model bez talerza kości biodrowej.

Informacje:

Model: