



Model kończyny dolnej człowieka ze stawem biodrowym

Opis produktu:

Dokładny model anatomiczny kończyny dolnej, posiadający pełną fizjologiczną ruchomość kończyn dolnych. Model ten jest idealnym narzędziem naukowym dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, lekarzy oraz studentów medycznych. Model ten umożliwia prezentację ruchów translatorycznych, rzeczywistej ruchomości anatomicznej oraz technik centralizacji głowy kości udowej w panewce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Model kończyny dolnej człowieka ze stawem biodrowym

Dokładny model anatomiczny kończyny dolnej ze stawem biodrowym (kością biodrową). Model anatomiczny doskonale nadaje się do nauki anatomii. Model posiada pełną fizjologiczną ruchomość kończyn dolnych. Tak skonstruowane modele anatomiczne stanowią idealną pomoc do nauki dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, lekarzy, studentów studiów medycznych. Model kończyny został zaprojektowany, przez znanego niemieckiego producenta Erler Zimmer, w oparciu o budowę anatomiczną dorosłego mężczyzny o przeciętnym wzroście.

Cechy charakterystyczne:

- model kończyny dolnej rzeczywistych rozmiarów - 1:1;
- model wykonany z odpornego i wytrzymałego materiału;
- możliwość rozłożenia modelu na pojedyncze elementy;
- stawy połączone za pomocą elastycznej gumy;
- model umożliwia prezentację ruchów translatorycznych, rzeczywistej ruchomości anatomicznej oraz technik centralizacji głowy kości udowej w panewce.

Model kończyny zawiera:

- elastyczną stopę (elastyczny staw skokowy górny i dolny, elastyczne śródstopie, elastyczne stawy śródstopno palcowe);
- elastyczną obręcz biodrową;
- elastyczny staw kolanowy;
- kość udową;
- podudzie (kość piszczelowa, kość strzałkowa).

Informacje:

Model: