



## Model kończyny górnej człowieka bez łopatki

### Opis produktu:

Naturalnej wielkości model kończyny górnej bez łopatki i obręczy barkowej. Model ten stanowi idealne wyposażenie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Służy jako pomoc naukowa dla studentów kierunków medycznych, uczestników kursów terapii manualnej i innych kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Model kończyny górnej człowieka bez łopatki

Naturalnej wielkości model kończyny górnej bez łopatki i obręczy barkowej. Model ten stanowi idealne wyposażenie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Służy jako pomoc naukowa dla studentów kierunków medycznych, uczestników kursów terapii manualnej i innych kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny.

### Cechy charakterystyczne:

- model kończyny górnej rzeczywistych rozmiarów - 1:1;
- model wykonany z odpornego i wytrzymałego materiału;
- umożliwia wykonywanie naturalnych ruchów w stawie łokciowym, promiennie-nadgarstkowym oraz w stawach międzypaliczkowych;
- dłoń jest mobilna i zamontowana na przewodzie.

### Model kończyny zawiera:

- kość ramienną (humerus);
- kość łokciową (ulna);
- kość promieniową (radius);
- kości nadgarstka: łódeczkowata, księżycowata, trójgranista, czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, haczykowata, grochowata.

**Informacje:**

**Model:**