



Model anatomiczny kończyny górnej człowieka z elastyczną obręczą barkową

Opis produktu:

Naturalnej wielkości model kostny kończyny górnej z obręczą barkową. Model ten stanowi idealne wyposażenie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Służy jako pomoc naukowa dla studentów kierunków medycznych, uczestników kursów terapii manualnej i innych kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Model anatomiczny kończyny górnej człowieka z elastyczną obręczą barkową

Naturalnej wielkości model kostny kończyny górnej z obręczą barkową. Model ten stanowi idealne wyposażenie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Służy jako pomoc naukowa dla studentów kierunków medycznych, uczestników kursów terapii manualnej i innych kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny. Model kończyny został zaprojektowany, przez znanego niemieckiego producenta Erler Zimmer, w oparciu o budowę anatomiczną dorosłego mężczyzny o przeciętnym wzroście.

Cechy charakterystyczne:

- model kończyny górnej rzeczywistych rozmiarów - 1:1;
- model wykonany z odpornego i wytrzymałego materiału;
- zawiera elastyczną obręcz barkową;
- elastyczne połączenie głowy kości ramiennej z panewką łopatki pozwala na demonstrację ruchów akcesoryczno-translatorycznych w stawie ramiennie-łopatkowym;
- umożliwia wykonywanie naturalnych ruchów w stawie ramiennym, łokciowym, promiennie-nadgarstkowym oraz w stawach międzypaliczkowych;

- dłoń jest mobilna i zamontowana na przewodzie.

Model zawiera:

- staw ramiennie-łopatkowy;
- staw barkowo-obojczykowy;
- koniec mostkowy stawu mostkowo-obojczykowego;
- staw ramiennie-łokciowy;
- staw ramiennie-promieniowy;
- staw promieniowo-łokciowy bliższy;
- funkcjonalny staw promieniowo-łokciowy dalszy;
- staw promieniowo-nadgarstkowy;
- stawy nadgarstka;
- staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka;
- stawy nadgarstkowo-śródręczne palców II-IV;
- stawy śródręczno paliczkowe stawów I-V;
- stawy międzypaliczkowe.

Informacje:**Model:**