



Model kręgosłupa z kośćmi udowymi i dyskopatią na poziomie L3/L4 na statywie

Opis produktu:

Elastyczny model kręgosłupa o naturalnej wielkości przeznaczony jest do celów edukacyjnych. Model kręgosłupa z kośćmi udowymi i dyskopatią na poziomie L3/L4 umożliwia demonstrację trakcji w osi szyjki kości udowej oraz w jej osi długiej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Model kręgosłupa z kośćmi udowymi i dyskopatią na poziomie L3/L4 na statywie

Elastyczny model kręgosłupa o naturalnej wielkości przeznaczony jest do celów edukacyjnych. Model kręgosłupa z kośćmi udowymi i dyskopatią na poziomie L3/L4 umożliwia demonstrację trakcji w osi szyjki kości udowej oraz w jej osi długiej. Model został zaprojektowany, przez znanego niemieckiego producenta Erler Zimmer, w oparciu o budowę anatomiczną dorosłego mężczyzny o przeciętnym wzroście. Model umieszczony jest na stabilnym statywie, umożliwiając postawienie lub bezpieczne powieszenie prototypu.

Cechy charakterystyczne:

- model kręgosłupa osadzony na stabilnym statywie, pozwalającym na bezpieczne postawienie lub powieszenie,
- model wykonany z odpornego i wytrzymałego materiału,
- proksymalne fragmenty kości udowych są zdejmowane,
- sposób połączenia kości udowych z panewką stawu biodrowego umożliwia demonstrację trakcji w osi szyjki kości udowej oraz w jej osi długiej,
- w modelu uwzględniono także tętnice kręgowie, nerwy rdzeniowe oraz przepuklinę krążka międzykręgowego na poziomie L3/L4.

Model składa się z:

- kości potylicznej,
- kręgów szyjnych,
- kręgów piersiowych,

- kręgów lędźwiowych,
- kości krzyżowej,
- kości ogonowej,
- kości udowych,
- miednicy ze spojeniem łonowym.

Specyfikacja:

- Liczba: 1 sztuka.
- Wysokość: 85 cm.
- Waga: 2,9 kg.
- Pod względem wielkości i proporcji model ten odpowiada rozmiarom przeciętnego, dorosłego człowieka.
- Model posiada stabilny statyw umożliwiający zawieszenie lub postawienie na biurku.

Informacje:

Model: