

Waga krzesłkowa MS5461



Opis produktu:

Kompaktowa waga MS5461 do wózków inwalidzkich z certyfikatem OIML została specjalnie zaprojektowana dla pacjentów z trudnościami w staniu. Zdalny wyświetlacz może być umieszczony z boku lub z tyłu fotela, a składane ramy ułatwiają transport i montaż.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga krzesłkowa MS5461

Kompaktowa waga do wózków inwalidzkich MS5461 z certyfikatem OIML została zaprojektowana specjalnie dla pacjentów, którzy mają trudności ze staniem. Zdalny wyświetlacz można w razie potrzeby umieścić z boku lub z tyłu fotela, co pozwala na proste i precyzyjne ważenie pacjentów.

MS5461 posiada składane, składane ramy ułatwiające transport i może być z łatwością zamontowany przez jedną osobę bez użycia narzędzi.

Uwaga: Urządzenie nie jest wózkiem inwalidzkim i nie powinno być pchane, gdy pacjent siedzi w fotelu.

Informacje:

Typ: do wózków inwalidzkich
Rodzaj: przenośna

Model:

Rodzaj: krzesłkowa
Transmisja danych: USB
Zasilanie: baterie AA (6 szt.)
Zasilanie: adapter
Wysokość podłokietnika: 660 mm
Cechy konstrukcyjne: koła samonastawne
Cechy konstrukcyjne: składany podnózek
Cechy konstrukcyjne: podłokietnik obrotowy
Dokładność pomiaru: 100 g
Funkcje: Print
Funkcje: Tare
Funkcje: HOLD
Funkcje: BMI
Funkcje: BSA
Nośność: 250 kg
Waga urządzenia: 17,6 kg
Wymiary ogólne: 960 x 1020 x 590 mm
Wymiary siedziska: 470 x 480 x 460 mm