

Waga krzesłkowa MS5410



Opis produktu:

Cyfrowa waga krzesłkowa MS5410 marki Charder to ekonomiczne rozwiązanie dla ważenia pacjentów, które umieszcza się w salach pacjentów. Wyposażona jest w uchwyty do pchania i cztery obrotowe kółka z hamulcami dla bezpieczeństwa podczas pomiaru.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga krzesłkowa MS5410

Cyfrowa waga krzesłkowa Charder MS5410 to ekonomiczna opcja ważenia, przeznaczona do umieszczania w salach pacjentów, dzięki czemu pacjenci, którzy mają trudności ze staniem, nie muszą podchodzić do stanowisk ważenia.

MS5410 posiada uchwyty do pchania ułatwiające transport oraz cztery obrotowe kółka z hamulcami dla bezpieczeństwa podczas pomiaru.

Uwaga: Urządzenie nie jest wózkiem inwalidzkim i nie powinno być pchane, gdy pacjent siedzi w fotelu.

Informacje:

Rodzaj: krzesłkowa
Transmisja danych: USB

Model:

Transmisja danych: bezprzewodowa
Zasilanie: baterie AA (6 szt.)
Zasilanie: adapter
Zasilanie: akumulator (opcjonalnie)
Wysokość podłokietnika: 735 mm
Cechy konstrukcyjne: poziomica
Cechy konstrukcyjne: koła samonastawne
Cechy konstrukcyjne: składany podnóżek
Cechy konstrukcyjne: podłokietnik obrotowy
Dokładność pomiaru: 100 g
Funkcje: HOLD
Funkcje: BMI
Funkcje: Print
Funkcje: Tare
Funkcje: Pre-Tare
Funkcje: Backlight
Nośność: 300 kg
Waga urządzenia: 22,4 kg
Wymiary ogólne: 1040 x 950 x 640 mm
Wymiary siedziska: 560 x 360 x 440 mm