

Waga łózkowa MS6000



Opis produktu:

Cyfrowa waga łózkowa MS6000 z certyfikatem OIML zapewnia medyczną dokładność dla pacjentów obłożnie chorych i jest nieodzownym narzędziem w dializie i intensywnej opiece. Waga wyposażona jest w dwie przenośne wagi belkowe umieszczone obok kółek łóżka, co umożliwia precyzyjne monitorowanie wagi pacjenta, a w przypadku przekroczenia ustalonego zakresu, włącza się alarm dźwiękowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga łózkowa MS6000

Cyfrowa waga łózkowa MS6000 z certyfikatem OIML zapewnia medyczną dokładność dla obłożnie chorych i jest nieodzowną częścią dializy i intensywnej opieki.

Obok kółek łóżka umieszczone są dwie przenośne wagi belkowe, które nasuwa się na wagę. Ustalona wcześniej waga łóżka jest tarowana, dzięki czemu można dokładnie określić dokładną wagę pacjenta.

Ponadto MS6000 można pozostawić pod łóżkiem pacjenta, aby dokładnie monitorować wagę pacjenta w ustalonym zakresie. Jeśli waga pacjenta będzie się wahać poza tym zakresem, włączy się alarm dźwiękowy, aby ostrzec personel medyczny.

Informacje:

Rodzaj: łózkowa

Model:

Waga łózkowa - Panel: na elastycznym

