

Waga do ważenia niemowląt MS5900

Opis produktu:

Cyfrowa waga dla niemowląt MS5900 o pochylonych krawędziach umożliwiającą bezpieczne i wygodne trzymanie niemowląt, cechująca się dużą dokładnością i funkcjami tarowania oraz wstrzymania, umożliwiającą przesyłanie wyników do komputera lub opcjonalnej drukarki termicznej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga do ważenia niemowląt MS5900

Cyfrowa waga dla niemowląt MS5900 ma pochylone krawędzie, aby bezpiecznie i wygodnie trzymać niemowlęta podczas ważenia. Bardzo dokładna waga do ważenia niemowląt MS5900 jest w stanie śledzić nawet niewielkie zmiany wagi niemowląt. Wyniki mogą być przesyłane do komputera lub opcjonalnej drukarki termicznej.

Kilka funkcji wagi jest szczególnie przydatnych dla niemowląt, takich jak funkcja tarowania, która pozwala na wytarowanie, a następnie usunięcie wagi pieluchy z masy całkowitej, oraz funkcja wstrzymania, która blokuje pomiar wagi, nawet gdy dziecko nadal się porusza.

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze
 Typ: niemowlęca
 Rodzaj: przenośna

Model:

Waga - akcesoria opcjonalne: -, Mechaniczny wzrostomierz HM80M dla niemowląt, Cyfrowy wzrostomierz HM80D dla niemowląt

Transmisja danych: bezprzewodowa
Transmisja danych: USB
Zasilanie: bateria AA (6 szt.)
Zasilanie: adapter
Akcesoria opcjonalne: mechaniczny wzrostomierz
HM80M dla niemowląt
Akcesoria opcjonalne: cyfrowy wzrostomierz
niemowląt HM80D
Akcesoria opcjonalne: torba transportowa
ST-3581.
Cechy konstrukcyjne: poziomica
Cechy konstrukcyjne: regulowany spód
Cechy konstrukcyjne: memory recall
Cechy konstrukcyjne: ergonomicznie
wyprofilowana tacka wagowa
Cechy konstrukcyjne: konstrukcja zapobiegająca
przechyleniu
Cechy konstrukcyjne: rejestrowanie spożytego
przez dziecko mleka
Dokładność pomiaru: 5 g Poniżej 10 kg Powyżej
10 g
Funkcje: HOLD
Funkcje: Tare
Nośność: 20 kg
Waga urządzenia: 4,1 kg
Wymiary ogólne: 670 x 330 x 125 mm
Wymiary platformy: 630 x 250 x 70 mm