

## Wireless Professional 4CH - czterokanałowy aparat do elektrostymulacji - OUTLET



### Opis produktu:

**Wireless Professional** jest dziś najbardziej zaawansowanym urządzeniem do **elektroterapii w ruchu**, łączącym oszczędność czasu, intuicyjną obsługę i ergonomię wykonania. Wykorzystanie **unikatowej technologii mi-Technology** oraz wbudowane **profesjonalne programy rehabilitacji funkcjonalnej** czynią urządzenie jednym z najlepszych na rynku. **Połączenie elektrostymulacji z aktywnym ruchem** pozwala na znaczącą poprawę wydajności rehabilitacji oraz osiąganych przez pacjenta postępów.

Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia

- Produkt pełnowartościowy.
- Powystawowy.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Wireless Professional 4CH - czterokanałowy aparat do elektrostymulacji

**Aparat do elektroterapii** dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej jest **urządzeniem całkowicie przenośnym**, pozwalającym na pracę w terenie i u pacjenta. To najbardziej zaawansowane **urządzenie do elektroterapii** z unikalnym pakietem gotowych programów terapeutycznych. Umożliwia **rehabilitację i elektrostymulację** mięśni podczas wykonywania ćwiczeń co znacząco podnosi efektywność terapii.

W zestawie: 4 moduły do elektroterapii, stacja dokująca, pilot do zdalnego kontrolowania, torba transportowa, smycz wraz z protektorem na pilota. System wyposażony w system mi-Technology (Muscle Intelligence Technology).

### **Dostępne opcje aparatów do elektroterapii:**

Wireless Professional **Standard** zawierający **22** programy terapeutyczne, nr katalogowy 2532961  
Wireless Professional **Full** zawierający **71** programów terapeutycznych, nr katalogowy 2532981

### **Zalety bezprzewodowego aparatu do elektroterapii:**

- Umożliwia spersonalizowaną stymulację dopasowaną do aktualnych potrzeb pacjenta. Funkcje mi-SCAN, mi-TENS, mi-RANGE, mi-ACTION dostępne są w obu aparatach.
- Unikalne programy terapeutyczne – terapia dolegliwości bólowych, rehabilitacja, rehabilitacja neurologiczna, wzmacnianie mięśni i programy medycyny estetycznej.
- W zestawie znajduje się stacja dokująca do ładowania aparatu z pojemnikiem na elektrody i żel.
- Bezpośredni dostęp do ulubionych programów.
- Zaawansowany technologicznie pilot sterujący aparatem z silikonową klawiaturą jest chroniony przed wpływem wody i żelu do elektroterapii.
- Czas ładowania urządzenia to jedyne 1,5 godziny, co pozwala na maksymalnie wydajne wykorzystanie aparatu.

### **Muscle Intelligence**

Dzięki zastosowaniu technologii **Muscle Intelligence** urządzenie **Chattanooga Wireless Professional** dostosowuje się indywidualnie do fizjologii mięśniowej każdego pacjenta tak, aby uzyskać jak najwyższą sprawność terapeutyczną obranej rehabilitacji.

### **Wireless Professional w rehabilitacji funkcjonalnej**

Wireless Professional jest idealnym rozwiązaniem do optymalizacji rehabilitacji funkcjonalnej poprzez kontrolę ruchu, zwinności i szybkości w każdej chwili. Taka pełna kontrola umożliwia pacjentowi powrócić do poziomu aktywności sprzed kontuzji, jednocześnie zmniejszając ryzyko nawrotu kontuzji.

Zastosowanie elektroterapii jest czynnikiem, który często ułatwia wykonywanie zamierzonych ruchów umożliwiając w ten sposób powrót do zdrowia. Ostatnie badania potwierdzają, że połączenie elektrostymulacji i aktywnego ćwiczenia zwiększa siłę mięśni i przyczynia się do ich szybszej regeneracji

### **Grupy programów:**

#### **Wireless Pro 4CH Standard:**

- Rehabilitacja I,
- Terapia przeciwbólowa I,
- Programy kondycyjne I,
- Terapia naczyniowa.

#### **Wireless Pro 4CH Full:**

- Rehabilitacja I i II,
- Terapia przeciwbólowa I i II,
- Programy kondycyjne I i II,
- Terapia naczyniowa,
- Rehabilitacja neurologiczna.

### **Informacje:**

Zastosowanie: Rehabilitacja mięśni

Zastosowanie: Poprawa krążenia

Zastosowanie: Uśmierzanie bólu

Kanały: 4 Moduły

Komunikacja: Bezprzewodowa

### **Model:**

Wireless Professional : Wireless Professional Full