



Mobilny wózek pod aparaturę Winback - OUTLET

Opis produktu:

Wózek pod aparaturę medyczną Winback, przeznaczony do umieszczania na nim lekkiej aparatury, np. w gabinetach elektroterapii i fizykoterapii.

Konstrukcja wózka pod aparaturę medyczną pozwala na łatwe budowanie różnorodnych zestawów zabiegowych, złożonych z kilku urządzeń oraz umożliwia łatwy dostęp do nich przez odpowiednie ułożenie półek w przestrzeni wózka. Kompatybilny z Back 1s i Back 3SE Color

Więcej o Terapii Tecar

- Produkt pełnowartościowy.
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek pod aparaturę medyczną Winback

Wózek Winback wyposażony jest w praktyczny pojemnik na akcesoria oraz szuflady. Wózek pod aparaturę medyczną pozwala na łatwe przemieszczanie między pomieszczeniami.

Jak zbudowany jest wózek pod aparaturę medyczną Winback?

Konstrukcja wózka jest wykonana z kształtowników aluminiowych oraz malowanych proszkowo blach i składa się z następujących zespołów:

- podstawy na akcesoria;
- stelaża;
- szafki zawierającej dwie szuflady oraz półkę na dodatkowe elementy;
- kółek jezdnych z hamulcem;
- szuflady na dodatkowe elementy;
- półki;
- podstawy urządzenia;

Dane techniczne:

Długość	515 mm ± 10mm
Szerokość	354 mm ± 10mm
Wysokość	1032 mm ± 10mm
Maksymalne obciążenie	30 kg
Masa produktu	18 kg
Masa produktu w opakowaniu	20 kg
Maksymalne obciążenie szuflady (1 szt.)	5 kg

Informacje:

Model: