

Elektryczny stapler chirurgiczny MAGNUM 45 i 60

Opis produktu:

Endoskopowy stapler liniowy z napędem **Magnum** w rozmiarze **45 i 60**. Najlepsze cechy uznanego na świecie dotychczasowego systemu **ENDO III** zostały ulepszone i połączone w nową całość. **Doskonała kompresja tkanek** w połączeniu z płynną pracą mechanizmu staplera zapewnia pełną kontrolę i pewność efektu. Przeznaczenie: **Chirurgia ogólna i bariatryczna, ginekologia, urologia, torakochirurgia.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektryczny stapler chirurgiczny MAGNUM 45 i 60

Stapler chirurgiczny MAGNUM wyposażony jest w baterię oraz ruch przegubowy do 55° artykulacji w 5 kierunkach. Posiada do 12 wystrzałów, kompatybilny z trokarem 12 mm.

Zoptymalizowana kompresja staplera MAGNUM 45 i 60

Stapler chirurgiczny MAGNUM posiada 15-sekundowe powiadomienie o wstępnej kompresji, większą siłę oraz przycisk bezpieczeństwa. Mikroczipy dynamicznie monitorują przychodzące sygnały i dostosowują moc wyjściową.

Stapler MAGNUM wyposażony jest w ostrze jednorazowego użytku, które zmniejsza ryzyko zakażenia krzyżowego.

Stapler chirurgiczny MAGNUM zapewnia różnorodność wkładów

Stapler chirurgiczny MAGNUM oferuje 6 zszywek o długości 45 i 60 mm, które sprawdzą się w

większości procedur chirurgicznych. Wszystkie wkłady przechodzą przez trokary 12 mm. Duża siła chwytania staplera chirurgicznego zmniejsza poślizg, co automatycznie spowalnia cięcie grubych tkanek.

Informacje:

Staplery: Staplery endoskopowe

Model:

Staplery chirurgiczne Model: Stapler MAGNUM 45, Stapler MAGNUM 60

Staplery chirurgiczne Długość: AS (krótki), AM (standard), AL (długi)