


Zestawy dysków do wyciągów Kynett



Opis produktu:

Zestawy dysków do wyciągów Kynett, umożliwiające dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń.

Dyski 6-15 mm nie są przeznaczone do wyciągu Kynett ONE.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestawy dysków do wyciągów Kynett

Dostępne rozmiary:

Zestaw dysków 2 mm

Zestaw dysków 3 mm

Zestaw dysków 4 mm

Zestaw dysków 6 mm

Zestaw dysków 8 mm

Zestaw dysków 10 mm

Zestaw dysków 12 mm

Zestaw dysków 15 mm

Informacje:

Kategoria: Trening inercyjny

Model:

Kynett - Rozmiar: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm