

Stapler laparoskopowy, manualny ENDO III

Opis produktu:

Jednorazowy endoskopowy stapler do cięcia liniowego jest idealnym narzędziem na sali operacyjnej. Zapewnia odpowiednie wyniki podczas szycia, a jednocześnie zmniejsza liczbę powikłań. Wykonanie zespolenia staplerem endoskopowym liniowym zmniejsza ryzyko uszkodzenia tkanek zwiększając szczelność szwu. Przeznaczenie: Chirurgia ogólna i bariatryczna, ginekologia, urologia



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stapler laparoskopowy, manualny ENDO III

W sali operacyjnej, idealnym narzędziem do szycia jest ENDO III endoskopowy zszywacz z nożem do cięcia liniowego i przeładowania. Narzędzie gwarantuje odpowiednie wyniki podczas zabiegu szycia, minimalizując jednocześnie liczbę powikłań.

Podczas wykonywania zespolenia za pomocą autonomicznego staplera endoskopowego liniowego, należy dążyć do minimalizacji uszkodzenia tkanek, utrzymania dobrego ukrwienia, zapewnienia szczelności szwu oraz unikania nadmiernego napięcia zbliżonych do siebie tkanek. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej szerokości światła zespolenia, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami Halsteada w chirurgii.

Zszywacz chirurgiczny endoskopowy z nożem ENDO III - parametry

- Równomierne ściśnięcie tkanki na całej linii szycia daje w efekcie uformowanie stałych szwów i zapobiega sączeniu się rany (przeciekaniu),
- nowa konstrukcja kowadła, która maksymalizuje kompresję i zmniejsza uszkodzenie tkanek,
- płynna artykulacja 45°,

- obsługa jedną ręką z pokrętkiem funkcyjnym do łatwego przełączania między obrotem a artykulacją,
- 6 wysokości zszywek o długości 45 i 60 mm dostępnych dla każdej procedury chirurgicznej,
- wszystkie wkłady, w tym zielone i czarne, przechodzą przez trokary 12 mm,
- jednorazowe ostrze naboju - zapewniają czyste cięcia.

Informacje:

Staplery: Staplery endoskopowe

Model:

Staplery chirurgiczne Model: Stapler ENDO III 45,
Stapler ENDO III 60
Staplery chirurgiczne Długość: AS (krótki), AM
(standard), AL (długi)