

Ssak medyczny Hersill V7 mx, pojemnik 1l



Opis produktu:

Ssaki z serii V7 to przenośne urządzenia ssące o wysokiej jakości i wydajności. Zaprojektowane z myślą o oddziałach chirurgicznych, ginekologicznych oraz o sytuacjach wymagających transportu pacjenta. Model V7mx został specjalnie dostosowany do użytku w karetkach oraz w ratownictwie medycznym podczas nagłych wypadków.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ssak medyczny Hersill V7 mx, pojemnik 1l

W zestawie:

- wymienny pojemnik wielorazowego użytku (1L),
- wbudowany filtr bakteryjny,
- kabel zasilający do gniazda 12V (samochodowy),
- kabel zasilający 220-240V,
- dren.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:	12V w transporcie medycznym, zasilanie sieciowe 220-240V lub akumulator
Wydajność ssania [l/min]:	powyżej 30
Maksymalne podciśnienie [kPa]:	84
Pobór mocy przy zasilaniu ssaka z akumulatora [W]:	85
Pobór mocy przy zasilaniu ssaka sieciowo [W]:	160
Czas pracy z akumulatora:	65 min
Waga [kg]:	4,5
Wymiary [cm]:	25 x 42,8 x 16

Informacje:

Model: