

Ładunek do staplera MAGNUM i ENDO III - kolor biały

Opis produktu:

Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym Magnum i ENDO III. Przeznaczony do tkanki naczyniowej/cienkiej.

Cena dotyczy 1 sztuki.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ładunek do staplera MAGNUM i ENDO III - kolor biały

Podczas zabiegów chirurgicznych, używa się ładunków do endoskopowych liniowych staplerów tnących, takich jak ENDO III lub MAGNUM. Przed wystrzeleniem każdego staplera istotne jest dokładne ocenienie grubości tkanki.

Dane techniczne:

Wysokość otwartej zszywki [mm]:	2.5
Wysokość zamkniętej zszywki [mm]:	1.0
Liczba rzędów zszywek:	6
Ilość w opakowaniu [szt.]	1

Informacje:

Staplery: Ładunki do staplerów

Model:

Staplery chirurgiczne Długość: Ładunek do staplera 60, Ładunek do staplera 45