


Stapler okrężny z serii REACH ACS-D

Opis produktu:

Zastosowanie jednego urządzenia wiąże się z uproszczeniem procedury, a tym samym minimalizacją prawdopodobieństwa wystąpienia problemów technicznych oraz komplikacji.
Przeznaczenie: Hemoroidy, wypadnięcie odbytnicy, uchyłek odbytnicy, przewlekła obstrukcja.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stapler okrężny z serii REACH ACS-D

- Precyzyjna kontrola wysokości zszywek dzięki specjalnemu okienku wskaźnikowemu.
- Więcej klamer we wkładzie, które zapewniają lepszą hemostazę.
- Sygnalizacja dotykowa i dźwiękowa, która pomaga lekarzom potwierdzić pomyślne wyzwolenie.
- Koncepcja cieńszego kowadła ułatwia obsługę w trudno dostępnych miejscach.
- Okno wskaźnika łuku 180° do łatwego potwierdzania stanu kompresji pod różnymi kątami.
- Koncepcja z jednym uchwytem ułatwiającym obsługę i ciągnięcie.

Dane techniczne:

Długość robocza [cm]	27
Ilość zszywek:	2 rzędy
Opakowanie:	1 szt.

Informacje:

Staplery: Staplery okrężne

Model:

Staplery chirurgiczne Średnica: 21,5, 25,5, 31,5, 34,5, 28,5