

Stapler hemoroidalny

Opis produktu:



Zastosowanie jednego urządzenia wiąże się z uproszczeniem procedury, a tym samym minimalizacją prawdopodobieństwa wystąpienia problemów technicznych oraz komplikacji. Przeznaczenie: Hemoroidy, wypadnięcie odbytnicy, uchyłek odbytnicy, przewlekła obstrukcja.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stapler hemoroidalny

Jednorazowy endoskopowy stapler do cięcia liniowego jest idealnym narzędziem na sali operacyjnej. Zapewnia odpowiednie wyniki podczas szycia, a jednocześnie zmniejsza liczbę powikłań. Wykonanie zespolenia staplerem endoskopowym liniowym zmniejsza ryzyko uszkodzenia tkanek zwiększając szczelność szwu. Przeznaczenie: Chirurgia ogólna i bartiatryczna, ginekologia, urologia

Dane techniczne:

Średnica [mm]	24,4
Ilość zszywek:	2 rzędy
Opakowanie:	1 szt.

Informacje:

Staplery: Staplery okrężne

Model: