

Stapler liniowy FLC

Opis produktu:



Stapler liniowy FLC z nożem w rękojeści wykorzystywany do resekcji lub transsekcji organów lub tkanek. **Stapler liniowy** jest zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zaszywek tytanowych. Jednocześnie z wykonywanym cięciem oddziela tkanki zespalając każdą z nich podwójną linią zszywek.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stapler liniowy FLC

Stapler liniowy FLC z nożem w rękojeści wykorzystywany do resekcji lub transsekcji organów lub tkanek. Stapler liniowy jest zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zaszywek tytanowych. Jednocześnie z wykonywanym cięciem oddziela tkanki zespalając każdą z nich podwójną linią zszywek.

Dane techniczne:

Kod produktu	Długość linii zszywki (mm)	Rodzaj założonego magazynka	Max. liczba strzałów	Ilość szt. w opak.
FLC6038S	60	FLC6038L	8	1
FLC6048S	60	FLC6048L	8	1
FLC8038S	80	FLC8038L	8	1
FLC8048S	80	FLC8048L	8	1

Informacje:

Staplery: Staplery liniowe

Model:

Staplery chirurgiczne Model: FLC6038S - 60, FLC6048S - 60, FLC8038S - 80, FLC8048S - 80

