



Waga medyczna Charder do podnośników Levitop/Lifteo

Opis produktu:

Waga medyczna Charder MHS2510 do podnośników **Levitop i Lifteo** umożliwia ważenie pacjentów, którzy znajdują się w podwieszce.

Waga jest montowana wyłącznie w naszej siedzibie do nowo zamówionych podnośników. Brak możliwości samodzielnego montażu do posiadanego podnośnika.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Waga medyczna Charder do podnośników Levitop/Lifteo

Cyfrowa waga medyczna do podnośników została specjalnie zaprojektowana do instalacji między ramieniem a zawieszem podnośnika pacjenta, konstrukcja elementów montażowych umożliwia swobodny ruch zawiesia w zakresie 360 stopni.

Maksymalna masa	300 kg
Minimalna masa	2 kg
Dokładność pomiaru	0,1 kg
Wymiary	122 x 52 x 180 mm
Zasilanie	6 x baterie AAA
Waga urządzenia	1,04 kg
Klasa urządzenia	III pomiarowa

Informacje:

Kompatybilność: podnośniki Levitop/Lifteo
Typ produktu: Waga medyczna
Kategoria produktu: Wagi i wzrostomierze

Model: