

## Ładunek do staplera liniowego FLC

### Opis produktu:

Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym FLC



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Ładunek do staplera liniowego FLC

### Dane techniczne:

| Kod produktu | Długość linii zszywek (mm) | Kolor magazynka | Wysokość otwartej zszywki (mm) | Wysokość zamkniętej zszywki (mm) | Liczba rzędów zszywek | Ilość szt. w opak. |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| FLC6038L     | 60                         | Niebieski       | 3,8                            | 1,5                              | 4                     | 6                  |
| FLC6048L     | 60                         | Zielony         | 4,8                            | 2,0                              | 4                     | 6                  |
| FLC8038L     | 80                         | Niebieski       | 3,8                            | 1,5                              | 4                     | 6                  |
| FLC8048L     | 80                         | Zielony         | 4,8                            | 2,0                              | 4                     | 6                  |

## Informacje:

Staplery: Ładunki do staplerów

## Model:

Staplery chirurgiczne Model: FLC6038L - 60 - Niebieski - 3,8 - 1,5, FLC6048L - 60 - Zielony - 4,8 - 2,0, FLC8038L - 80 - Niebieski - 3,8 - 1,5, FLC8048L - 80 - Zielony - 4,8 - 2,0