

## Stapler manualny SRC

### Opis produktu:



Uniwersalny manualny **stapler SRC** firmy **Reach Surgical** łączy ergonomiczną konstrukcję, precyzyjną artykulację i chwytanie jedną ręką, co zwiększa wszechstronność i poprawia wrażenia użytkownika. Pozwala na zmianę wielkości ładunków bez konieczności zmiany uchwytu.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Stapler manualny SRC

Stapler manualny SRC łączy ergonomiczną konstrukcję, precyzyjną artykulację oraz chwytanie jedną ręką, co poprawia wszechstronność i wrażenia użytkownika. Jedną z głównych zalet staplera SRC jest możliwość zmiany wielkości ładunków bez konieczności zmiany uchwytu.

Dzięki tej funkcji użytkownik może dostosować stapler do różnych wymiarów tkanek, co zwiększa jego elastyczność i użyteczność w procedurach chirurgicznych. Proces zmiany wielkości ładunków jest zazwyczaj prosty i nie wymaga dodatkowych narzędzi ani komponentów.

Ergonomiczna konstrukcja staplera SRC sprawia, że jest on wygodny w obsłudze, a chwytanie jedną ręką ułatwia precyzyjne umieszczanie staplera w miejscu, gdzie jest potrzebny. To z kolei może przyspieszyć i ułatwić przeprowadzanie operacji.

### Dane techniczne:

| Kod produktu | Długość robocza (mm) | Długość z uchwytem (mm) | Max. liczba strzałów | Ilość szt. w opak. |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| ENDO SRC S   | 65                   | 680                     | 25                   | 1                  |
| ENDO SRC M   | 155                  | 696                     | 25                   | 1                  |
| ENDO SRC L   | 255                  | 596                     | 25                   | 1                  |

**Informacje:**

Staplery: Staplery endoskopowe

**Model:**