



Podwieszka toaletowa ze średnim podparciem pleców z mocowaniem na pętle

Opis produktu:

Podwieszka toaletowa ze średnim podparciem pleców z mocowaniem na pętle do podnośników Meden Inmed przeznaczona jest do transportu pacjenta do toalety, a także kąpieli w pełnym podwieszeniu.

Podwieszki mogą różnić się wariantami kolorystycznymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka toaletowa ze średnim podparciem pleców z mocowaniem na pętle do podnośników Meden-Inmed

Podwieszki mocowane są do zawiesia podnośnika, dzięki czemu możliwe jest przetransportowanie pacjenta w pełnym podwieszeniu. Podwieszki występują w różnych rozmiarach i formach z myślą o zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu.

Aby prawidłowo dobrać podwieszkę do potrzeb pacjenta konieczne jest aby przede wszystkim określić wymagany stopień podparcia tułowia i głowy. Pacjenci o słabszej stabilności tułowia i głowy potrzebują wysoko zabudowanej podwieszki. Dostępne są specjalistyczne modele podwieszek, które umożliwiają transport osób po amputacji nóg lub pacjentów bariatrycznych. Warto zwrócić także uwagę na zapięcie podwieszki, tak aby była ona kompatybilna z zawiesiem. Dodatkowo niezbędne jest, aby dobrać podwieszkę o odpowiednim rozmiarze z wymaganą maksymalną masą udźwigu.

Podwieszka toaletowa ze średnim podparciem pleców

Podwieszka Bath Sling 25035

Podwieszka toaletowa 25035 została zaprojektowana tak, aby zapewnić pacjentowi dodatkowe wsparcie pleców. Podwieszka kąpielowa wykonana jest z szybkoschnącej siatki poliestrowej, dzięki czemu nadaje się do stosowania podczas kąpieli lub prysznica. Dodatkowo umieszczone na plecach listwy mają doskonałe funkcje podtrzymujące.

- Model z wysokim zabudowaniem na ramiona z podzielonymi częściami nóg,
- Wzmocnione plecy i nogi,
- Odpowiedni dla pacjentów ze słabą stabilnością tułowia,
- Wyprostowana pozycja siedząca,
- Materiał z siatki poliestrowej,
- Maks. obciążenie 250 kg.

Informacje:

Sposób mocowania: Pętle

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL,
bariatryczna