



Podwieszka toaletowa z niskim podparciem pleców z mocowaniem na pętle

Opis produktu:

Podwieszka toaletowa z niskim podparciem pleców z mocowaniem na pętle do podnośników Meden Inmed przeznaczona jest do transportu pacjenta do toalety, a także kąpieli w pełnym podwieszeniu.

Podwieszki mogą różnić się wariantami kolorystycznymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka toaletowa z niskim podparciem pleców z mocowaniem na pętle do podnośników Meden-Inmed

Podwieszki mocowane są do zawiesia podnośnika, dzięki czemu możliwe jest przetransportowanie pacjenta w pełnym podwieszeniu. Podwieszki występują w różnych rozmiarach i formach z myślą o zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu.

Aby prawidłowo dobrać podwieszkę do potrzeb pacjenta konieczne jest aby przede wszystkim określić wymagany stopień podparcia tułowia i głowy. Pacjenci o słabszej stabilności tułowia i głowy potrzebują wysoko zabudowanej podwieszki. Dostępne są specjalistyczne modele podwieszek, które umożliwiają transport osób po amputacji nóg lub pacjentów bariatrycznych. Warto zwrócić także uwagę na zapięcie podwieszki, tak aby była ona kompatybilna z zawiesiem. Dodatkowo niezbędne jest, aby dobrać podwieszkę o odpowiednim rozmiarze z wymaganą maksymalną masą udźwigu.

Podwieszka toaletowa z niskim podparciem pleców z mocowaniem na pętle

Podwieszka Toileting sling 25080

Podwieszka toaletowa ma wzmocniony tył, który zapewnia dobre podparcie pleców i wyściółkę pod pachami dla dodatkowego komfortu. Szeroka przegroda części nóg sprawia, że aplikacja podwieszki jest szybka i prosta oraz umożliwia ubieranie się i rozbieranie podczas toalety lub kąpieli.

- Nisko zabudowany model z podzielonymi częściami nóg,
- Wzmocniony tył,
- Odpowiedni dla pacjentów o dobrej stabilności tułowia i szyi,
- Wyprostowana pozycja siedząca,
- Materiał z siatki poliestrowej,
- Maks. obciążenie 250 kg.

Informacje:

Sposób mocowania: Pętle

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: M