

Podnośnik pacjenta PatiHoist Plus

Opis produktu:

Podnośnik pacjenta PatiHoist Plus to podnośnik z mechaniczną regulacją rozstawu nóg podstawy oraz zawieszem stałym.

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik pacjenta PatiHoist Plus

Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania.

Kompatybilne zawiesia:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm
- **2P65** – stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm

Główne zastosowanie PatiHoist Plus:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Podnośnik pacjenta PatiHoist Plus - rodzaje podwieszek:

Uniwersalna

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: poliester
- Rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
- Udźwig: 318 kg / 454 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: nie
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: klipsy

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Dane techniczne:

Długość [mm]:	1290
Szerokość [mm]:	630
Wysokość [mm]:	1380
Wysokość uchwytu [mm]:	8900-1260
Wysokość podnoszenia (min.) [mm]:	750
Wysokość podnoszenia (maks.) [mm]:	1950
Minimalna szerokość nóg (wewn./zewn.) [mm]:	490/630
Maksymalna szerokość nóg (wewn./zewn.) [mm]:	790/940
Wysokość nóg urządzenia [mm]:	120
Średnica skrętu (min.) [mm]:	1390
Średnica skrętu (maks.) [mm]:	1470
Czas podnoszenia:	29 s
Czas opuszczania:	21 s
Średnica kółek z hamulcem [mm]:	100
Średnica kółek bez hamulca [mm]:	100
Waga podnośnika [kg]:	45
Maksymalne obciążenie [kg]:	200
Wyrób medyczny:	

Informacje:

Opcje produktu:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, -
 Akcesoria do podnośników - zawiesie: 2P35 - stałe, 2 - punktowe, dł. 35 cm, 2P45 - stałe, 2 - punktowe, dł. 45 cm, 2P60 - stałe, 2 - punktowe, dł. 60 cm

Akcesoria do podnośników - podwieszki: 25010 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: WYSOKIE, 25070 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE,

podparcie pleców: ŚREDNIE, 25072 - Podwieszka uniwersalna, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: NISKIE, 25080 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: NISKIE, 25035 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: ŚREDNIE , 25090 - Podwieszka toaletowa, mocowanie: PĘTLE, podparcie pleców: WYSOKIE , -