

Podstawa do monitora Sony



Opis produktu:

Stojak SU-560 to dedykowana podstawa do monitorów medycznych Sony z serii LMD-1951MD, LMD-2451MD i PVM-2551MD, zapewniająca wygodny montaż na wózku dzięki czterem gwintowanym otworom na spodzie.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podstawa do monitora Sony

Stojak SU-560 dedykowany do monitorów medycznych z serii LMD-1951MD, LMD-2451MD i PVM-2551MD.

Wygodny montaż na wózku sprzętowym

Stojak SU-560 ma na spodzie cztery gwintowane otwory, które umożliwiają jego trwałe przymocowanie do wózka na sprzęt medyczny.

Informacje:

Model: